

[• MANEJO INTEGRAL DE LA CELULITIS](#)

Más allá del *tratamiento* *estético.*

La celulitis es una alteración estructural del tejido subcutáneo. Nuestro protocolo combina bioestimulación con hidroxiapatita de calcio y subcisión selectiva de septos fibrosos en una misma sesión.

[CONOCER EL PROTOCOLO](#)[ZONA DE PROFESIONALES](#)

MEJORÍA VISIBLE DESDE LA PRIMERA SESIÓN

SCROLL

QUÉ ES SVELTEA

Un implante inyectable que *enseña al tejido a reconstruirse.*


Sveltea es un implante inyectable estéril y apirógeno, presentado en polvo pulverizado de hidroxiapatita de calcio de origen bovino, con tamaño de partícula menor a 45 micras. Se reconstituye con solución salina y se aplica como implante subcutáneo o subdérmico, según la indicación.

La hidroxiapatita de calcio es un componente natural del organismo —forma parte del esmalte y del hueso— y eso explica buena parte de su biocompatibilidad. Con el tiempo, el producto se metaboliza por completo a calcio y fosfato, dejando atrás únicamente el colágeno autólogo que el propio paciente generó.

La diferencia entre un relleno tradicional y un bioinductor está justamente ahí: el primero ocupa un espacio que el cuerpo reabsorbe; el segundo **enseña al tejido a reconstruirse.**

Bioinductor de colágeno c

Hidroxiapa de calcio



< 45 μm Tamaño de partícula	Meses de efecto
300 mg Presentación estándar	1000 mg Presentación profesional

- ✓ Biocompatible y biodegradable
- Metabolismo completo a calcio y fosfato
- Estimula colágeno autólogo tipo I y III

DOS PRESENTACIONES, UNA MISMA TECNOLOGÍA

Elige la presentación adecuada para cada indicación

HIDROXIAPATITA PURA

Sveltea

Ideal para procedimientos donde se busca un efecto bioestimulador puro o donde el ácido hialurónico no es deseable, como en el manejo de celulitis combinado con subcisión.

- ✓ Manejo de celulitis con subcisión
- ✓ Bioestimulación pura facial
- ✓ Soporte estructural profundo
- ✓ Irregularidades posquirúrgicas

CON ÁCIDO HIALURÓNICO NO ENTRECruzADO

Sveltea+

Combina hidroxiapatita de calcio con AH de alto peso molecular que mejora la fluidez, facilita el paso por agujas finas y aporta hidratación tisular inmediata.

- ✓ Rejuvenecimiento facial superficial
- ✓ Piel delgada o sensible
- ✓ Efecto inmediato visible de puente
- ✓ Zonas de transición suave

CÓMO FUNCIONA

Bioinducción de colágeno

Cuando Sveltea se inyecta en la subdermis, la hidroxiapatita actúa como un andamio biológico que el tejido reconoce sin desencadenar una respuesta inflamatoria crónica. Los fibroblastos depositan progresivamente colágeno tipo III y tipo I, con aumento medible del grosor dérmico.

En paralelo, el producto promueve neovascularización local y producción de elastina —dos fenómenos que contribuyen a la calidad de la piel más allá del simple efecto volumétrico.

DÍAS 0-30

Efecto volumétrico inicial

Volumen discreto dependiente de la dilución utilizada. Resultado inmediato visible desde la primera sesión.

MES 1-3

Inicio de neocolagénesis

Activación activa con depósito predominante de colágeno tipo III. Inicio de neovascularización.

MES 3-6

Pico de respuesta biológica

Conversión progresiva a colágeno tipo I, mejor calidad de piel y mayor firmeza. Momento de mayor transformación visible.

Col. III

Meses 1–3

Col. I

Meses 3–6

18m+

Persistencia

MES 6–18**Mantenimiento y persistencia**

Metabolización progresiva de la hidroxiapatita y persistencia del colágeno autólogo formado por el organismo.

APLICACIONES

Dos indicaciones, *un mismo mecanismo*

REJUVENECIMIENTO FACIAL**MANEJO DE CELULITIS**

Rejuvenecimiento Facial Integral

El envejecimiento facial combina pérdida de volumen, reabsorción ósea, descenso de tejidos y deterioro de la calidad de la piel. Sveltea aborda esas dimensiones según la técnica elegida por el médico.

En presentación concentrada actúa como soporte estructural profundo. Diluido o hiperdiluido, mejora laxitud cutánea, textura y firmeza en cuello, escote y rostro.

PARA PACIENTES**PARA PROFESIONALES**

Lo que verás

Un rostro más firme, con mejor calidad de piel y un contorno más definido, sin perder tu expresión. Los resultados aparecen progresivamente y se sienten más naturales porque el cambio lo construye tu propio cuerpo.

- ✓ Firmeza y mejora de la calidad de piel
- ✓ Contorno facial más definido y natural
- ✓ Sin aspecto 'rellenado'
- ✓ Duración clínica entre 12 y 18 meses
- ✓ Procedimiento ambulatorio

LA PRESENTACIÓN COMBINADA

Sveltea+

No es mejor. Es distinto.

Sveltea+ combina hidroxiapatita de calcio con ácido hialurónico no entrecruzado de alto peso molecular. El AH no busca aportar volumen sostenido —para eso existen rellenos entrecruzados— sino mejorar la fluidez, facilitar el paso por agujas finas y aportar hidratación tisular inmediata.

Sveltea puro sigue siendo la opción de elección donde el efecto bioestimulador puro es prioritario —especialmente en el manejo de celulitis con subcisión, donde el ácido hialurónico aumenta el riesgo de acumulación focal.



Fluidez mejorada

Facilita el paso por agujas finas y una distribución homogénea.

Hidratación tisular

Componente inmediato percibido por el paciente desde la primera sesión.



Efecto puente

Resultado visible que sirve de puente hasta la maduración de la neocolagénesis.

Piel delgada

Preferible en zonas con piel delgada o cuando se busca transición suave.

EVIDENCIA CIENTÍFICA

Respaldo clínico y

CORDUFF, 2023 Revisión

MECANISMO DE ACCIÓN

Andamios regenerativos y respuesta tisular

La hidroxiapatita de calcio dirige la respuesta inmunitaria hacia regeneración tisular: estimula contractilidad fibroblástica, producción de colágeno tipo III y elastina, proliferación celular y angiogénesis con

científico

Los mecanismos de acción de la hidroxiapatita de calcio están validados en estudios histológicos, revisiones sistemáticas y consensos internacionales de expertos.

**BIBLIOGRAFÍA
COMPLETA**



menor inflamación que los rellenos de ácido hialurónico.

[VER PUBLICACIÓN →](#)

COLEMAN ET AL., 2008 Estudio histológico

NEOCOLAGÉNESIS

Formación de neocolágeno (modelo canino)

Estableció histológicamente la formación de neocolágeno alrededor de la hidroxiapatita de calcio tras inyección intradérmica y subcutánea, con evidencia de remodelado tisular activo a varios meses de seguimiento.

[VER PUBLICACIÓN →](#)

FERREIRA ET AL., 2025 Revisión sistemática PRISMA

REJUVENECIMIENTO FACIAL

Bioinductores de colágeno en estética facial

Revisión de 14 estudios. Mejoras significativas en elasticidad, reducción de arrugas y volumen facial. Duración del efecto con hidroxiapatita: 12–18 meses. Los eventos adversos más frecuentes son leves (dolor y edema). Conclusión: eficaz y seguro.

[VER PUBLICACIÓN →](#)

YUTSKOVSKAYA ET AL., 2020 Ensayo clínico aleatorizado

SKIN TIGHTENING

CaHA diluida + ultrasonido microfocalizado para piel flácida

Estudio controlado que evalúa la combinación de hidroxiapatita de calcio hiperdiluida con ultrasonido microfocalizado para mejorar la laxitud cutánea. Los resultados mostraron mejoría significativa en

firmeza y calidad de piel con perfil de seguridad favorable.

[VER PUBLICACIÓN →](#)

GOLDIE ET AL., 2018 Consenso internacional

APLICACIÓN CORPORAL

Uso diluido e hiperdiluido cara y cuerpo

Consenso global que estableció recomendaciones para diluciones 1:1 a ≥1:2. La hidroxiapatita diluida estimula neocolagénesis dirigida en

mejillas, cuello, escote, brazos, abdomen, muslos y glúteos.

[VER PUBLICACIÓN →](#)

LORENC ET AL., 2022 Guía práctica de expertos

CELULITIS Y ESTRÍAS

Dilución, selección y técnica de aplicación

Guía de doce inyectores expertos. Efectividad demostrada en celulitis y estrías. Predominancia de colágeno tipo I y ausencia de infiltrados linfocíticos confirman perfil regenerativo sin fibrosis crónica.

[VER PUBLICACIÓN →](#)

DI SESSA ET AL., 2025 Estudio observacional

REGIÓN GLÚTEA

Mejoría glútea y celulitis moderada-severa

Diez mujeres, sesión única. A los 90 días: flacidez mejoró en 9/10 pacientes, celulitis dinámica mejoró, 100% de satisfacción referida. Apoya el abordaje combinado en manejo integral de la región glútea.

[VER PUBLICACIÓN →](#)



Uso exclusivo para médicos

Sveltea es un dispositivo médico de uso exclusivo por médicos entrenados en técnicas de inyectables estéticos. No es un producto de venta libre.



Contraindicaciones

No se utiliza en infección activa, tejidos desvitalizados, embarazo, lactancia, ni en personas con hipersensibilidad a productos bovinos o lidocaína.



Información regulatoria

Fabricado por Cellstech.
Esterilizado por óxido de etileno.
Producto de un solo uso. Registro INVIMA: 2022DM-0025405.
Producto de prescripción médica.

ZONA DE PROFESIONALES

Acceso exclusivo para *médicos registrados*

La zona de profesionales reúne el protocolo clínico de manejo integral de la celulitis, la técnica de aplicación facial multiplano, recomendaciones de dilución, videos de procedimiento y formatos de consentimiento informado.

Las consultas técnicas son atendidas directamente por la dirección médica de Cellstech.

[🔒 SOLICITAR ACCESO](#)[INICIAR SESIÓN](#)

Protocolo clínico
de celulitis



Tabla de
diluciones por
indicación



Videos de
procedimiento



Consentimiento
informado
modelo



Formación
continua y
webinars



Cálculo de dosis
máxima de
lidocaína

PREGUNTAS FRECUENTES

Resolvemos tus

¿Sveltea es lo mismo que un relleno de ácido hialurónico?



dudas

FAQ doble: para pacientes y para profesionales. Selecciona tu perfil.

PARA PACIENTES

PARA PROFESIONALES

¿OTRA PREGUNTA?
CONTÁCTANOS

- ¿Cuándo se ven los resultados?

▼
- ¿Cuánto duran los resultados?

▼
- ¿Es doloroso el procedimiento?

▼
- ¿Qué cuidados requiere después?

▼
- ¿Cuántas sesiones se necesitan?

▼

CONTACTO

Hablemos de Sveltea

Dos rutas de contacto: para pacientes que buscan un profesional certificado, y para médicos y distribuidores.

SOY PACIENTE

SOY PROFESIONAL

Encuentra un profesional certificado

Ingresa tu ciudad y te conectamos con médicos entrenados en Sveltea con datos de contacto directo. Nuestra red de aplicadores certificados garantiza la calidad del procedimiento.

Atención directa por WhatsApp

Solicita información

NOMBRE COMPLETO

Tu nombre

CORREO ELECTRÓNICO

tu@email.com

TELÉFONO / WHATSAPP

Comunícate con nuestro equipo (Regenerix) y te orientaremos hacia el profesional ideal.

+57 301 600 1737



TELÉFONO

+57 301 600 1737



EMAIL

contacto@sveltea.com.co



FABRICANTE

Cellstech — Colombia



INVIMA

2022DM-0025405

TELÉFONO / WHATSAPP

+57 300 000 0000

CIUDAD

Tu ciudad

MENSAJE

¿En qué podemos ayudarte?

☐ He leído y acepto la [política de tratamiento de datos personales](#).

ENVIAR →

La información presentada no sustituye la consulta médica.
Producto de prescripción médica.


¿Eres profesional de la salud?

Accede al protocolo clínico completo, tabla de diluciones y formación continua.

SOLICITAR ACCESO →



Bioinductor de colágeno con hidroxapatita de calcio. Diseñado para rejuvenecimiento facial y manejo integral de la celulitis. Fabricado por Cellstech.



RECURSOS

Qué es Sveltea
Cómo funciona
Aplicaciones
Sveltea+
Evidencia científica
Zona de profesionales

SERVICIO AL CLIENTE

Preguntas frecuentes
Localizador de profesionales
Política de privacidad
Términos de uso
Información regulatoria
Soporte técnico

CONTACTO

+57 301 600 1737
contacto@sveltea.com.co
Colombia
Lun-Vie: 8am-6pm

WHATSAPP

Sveltea es un dispositivo médico fabricado por Cellstech. Producto esterilizado por óxido de etileno, de un solo uso. Reservado al uso exclusivo de profesionales de la salud entrenados en técnicas de inyectables estéticos. Producto de prescripción médica. La información presentada en este sitio no sustituye la consulta médica.

© 2026 Sveltea® · Cellstech · INVIMA: 2022DM-0025405 Bioinductor de colágeno con hidroxiapatita de calcio